


二重特異性抗体作製

二重特異性抗体 (bispecific antibody, BsAb) は、通常のモノクローナル抗体と異なり、同時に2つの異なる抗原に結合が可能となります。BioIntronは、4,000例以上の二重特異性抗体を哺乳類細胞で発現し納品した実績があります。豊富な経験をもとに、ご希望の二重特異性抗体をカスタマイズ作製します。



お得な作業料金



短納期

全作業を3週間で完了



豊富な経験を有する研究者が対応

4,000例以上のBsAb、
20,000例以上のmAb発現実績

ワークフロー



Contact Us



www.biointron.com



info@biointron.com



Building 5, 388 Galileo Rd, Zhangjiang High-Tech Park, Shanghai, China

	詳細	納品	作業時間
配列合成及びクローニング	- 配列最適化及び合成 - 発現ベクター構築 - プラスミド調整及び精製	- QCレポート - 発現ベクター - 精製された抗体	1-2週間
一過性発現及び精製	- 哺乳類細胞へのトランスフェクション - 一過性発現及び精製 - QC 解析	(SDS-PAGE>85%, endotoxin<1EU/mg, including SEC-HPLC detection)	1週間

カスタマイズ抗体をご提供可能

CASE STUDY

